

**DIGITAL PERSONAL-SCALE WITH COMPARISON
WEIGHT/ DIGITALE PERSONENWAAGE MIT
FUNKTION ZUM GEWICHTSVERGLEICH/ PÈSE-
PERSONNE DIGITAL AVEC COMPARAISON DE
POIDS/ DIGITALE PERSOONLIJKE SCHAAL MET
VERGELIJKING GEWICHT**



**Instructions manual/ Bedienungsanleitung/ Mode d'emploi/
Gebruiksaanwijzing**

Before using the device, please read these instructions carefully and retain them for the future reference./ Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch. Bewahren Sie SIE sorgfältig zum Nachlesen auf!/ Veuillez lire la notice avant d'utiliser le produit et la conserver pour référence ultérieure./ Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor het eerste gebruik, bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstige referentie!

KENMERKEN

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3 selecteerbare maateenheden: kg / lb/ st | <input type="checkbox"/> Automatische opstartfunctie |
| <input type="checkbox"/> Draagvermogen: 180 kg | <input type="checkbox"/> Lege batterij en indicatie van overbelasting |
| <input type="checkbox"/> Stroomvoorziening: 2 x 1,5 V AAA batterijen (Niet meegeleverd) | <input type="checkbox"/> Minimaal gewicht: 5 kg |
| <input type="checkbox"/> Divisie: 0,1kg/ 0,2lb | <input type="checkbox"/> Gewicht Vergelijkingsfunctie |

ADVIES VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het voor het beoogde doel zoals aangegeven op de gebruiksaanwijzing.
- Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond. Plaats de weegschaal niet op een oneffen ondergrond, aangezien dit geen betrouwbare resultaten oplevert.
- Zorg ervoor dat u zich in het midden van de weegschaal bevindt om te vermijden dat de weegschaal omvalt. Beweeg niet tijdens het wegen.
- Ga **NOOIT** met natte voeten op de weegschaal staan, want het weegplatform kan erg glad zijn wanneer het nat is. Zorg ervoor dat het plateau en uw voeten droog zijn voordat u het gebruikt.
- Om beschadigingen aan het glazen plateau te voorkomen, dient u voor het wegen uw schoenen uit te trekken. Ga nooit op de weegschaal staan met uw sokken aan.
- De weegschaal is niet bestand tegen springen of stampen, doe dit daarom niet.
- Direct zonlicht moet vermeden worden, dit beschadigt het toestel. Hou de weegschaal uit de buurt van vochtigheid, hitte of temperatuurschommelingen.
- Behandel de weegschaal voorzichtig wanneer u ze verplaatst om te vermijden dat ze valt. Vermijd stoten en schokken.
- Gebruik het toestel niet als het niet naar behoren werkt, als het op de grond of in water is gevallen, of als het beschadigd is.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen. Geen enkel onderdeel in dit apparaat mag onderhouden of vervangen worden door de gebruiker.
- Als het apparaat kapot is, mag u het niet zelf repareren. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Bewaar het toestel niet rechtop.
- Plaats geen voorwerpen op de weegschaal.

BEDIENING**Weighing**

1. Plaats de weegschaal op een stabiele, stevige ondergrond. Alle vier de poten van de weegschaal moeten in contact zijn met de grond.
2. Plaats beide voeten op het weegschaalplateau.
3. Blijf stil staan terwijl uw gewicht wordt weergegeven. Het gewicht zal twee keer knipperen wanneer de weging voltooid is. De achtergrondverlichting van het LCD-scherm is blauw en de schaal registreert dit gewicht bij het eerste gebruik als persoon 1 (P1)
4. Stap van de weegschaal. Een paar seconden later gaat het uit.

De meeteenheid kiezen (kg/lb/ st)

Als u de meeteenheid wilt wijzigen, draait u de weegschaal om en kiest u de meeteenheid: kg, lb of st door op de toets "UNIT" te drukken



Geheugenfunctie

Deze schaal heeft een geïntegreerd geheugen.

De volgende keer dat de gebruiker (P1) op de schaal staat, wordt zijn gewicht normaal weergegeven. Als het gewicht bij de uitlaat anders is dan het laatste gewicht, berekent de balans het verschil tussen het huidige gewicht en het laatste gewicht. Het verschil in gewicht wordt dus weergegeven met een OMHOOG of OMLAAG pijl om een gewichtstoename (rode kleur) of een gewichtsverlies (groene kleur) aan te geven. Zie de tabel en illustraties (voorbeelden) hieronder.

Weergegeven Kleur	Resultaat	Resultaat van lezen
* Blauw	Weegresultaat en zonder pijl	Stabiel gewicht (geen wijziging)
* Groen	↓ met een afnemend gewichtsverschil	Gewichtsverlies
* Rood	↑ met een toenemende gewichtsverschil	Gewichtstoename

Laatste gewicht	Huidig gewicht	Gewichtsverschil na afdaling uit de schaal

8 Gebruikersgeheugen

De schaal kan maximaal 8 personen onthouden van "P1" tot "P8".

Het kan een nieuwe gebruiker herkennen als het gewichtsverschil 3 kg of meer is dan het gewicht van de gebruiker "P1" of andere gebruikers.

Als ik bijvoorbeeld vandaag 60 kg weeg, bespaart het saldo automatisch 60 kg als gewicht van "P1".

Als een andere gebruiker weegt en het resultaat 63 kg is, wordt deze automatisch geregistreerd als het gewicht van "P2" zonder het gewicht van P1 te beïnvloeden.

Als het gewichtsverschil echter binnen het meetbereik van 2 kg ligt, zal het opgeslagen gewicht toebehoren aan dezelfde gebruiker: "P1" of aan andere gebruikers die het gewicht variëren dat is gekoppeld aan hun weegresultaat in het bereik van 2 kg.

Opmerkingen: Het gebruikersprofiel dat begint met "P" gevolgd door een nummer (ex "P1") verschijnt slechts enkele seconden na de weergave van het gewichtsverschil.

MELDINGEN



Betekent dat er een overbelasting is. Gelieve van de weegschaal te stappen om schade te voorkomen.



Indicator voor lege batterijen. Vervang door nieuwe batterijen.

VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ

- ❑ Verwijder de batterijen indien u van plan bent de apparaat voor langere tijd niet te gebruiken.
- ❑ Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel hybride).
- ❑ Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- ❑ Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- ❑ Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- ❑ Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- ❑ Verwijder de lege batterijen.
- ❑ Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- ❑ Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- ❑ Respecteer de polariteit van de batterijen.



REINIGING EN ONDERHOUD

Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

- ❑ Reinig de weegschaal met een zachte, vochtige doek en veeg deze vervolgens af met een schone, droge doek.
U kunt het oppervlak ook schoonmaken met een zachte doek die is bevochtigd met ruitenreiniger.
- ❑ Gebruik geen oplosmiddelen of schurende materialen.
- ❑ Er mag geen water in het apparaat komen. Het apparaat moet volledig zijn opgedroogd voordat deze weer gebruikt kan worden. Maak gebruik van een droge schone doek.
- ❑ Verboden bloot te stellen aan direct zonlicht, zand of vocht.
- ❑ Vermijd hoge temperaturen.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/
Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Duitsland

